



## SOLUZIONE OFTALMICA OCCHI

Gocce ml 100



**Caratteristiche:** la soluzione oftalmica è destinata all'instillazione sulla superficie oculare ad uso esclusivamente veterinario, in particolar modo in presenza della sintomatologia da "occhio secco".

Grazie all'alto concentrato di sodio ialuronato ed all'estratto di camomilla, il prodotto umidifica e lubrifica la superficie oculare e riduce il rischio di instabilità dal film lacrimale.

L'iperosmolarità, a livello del film lacrimale, è associata all'insorgenza della sistemologia da "occhio secco".

Pertanto il prodotto, pur non avendo un effetto farmacologico, protegge l'epitelio corneale dai possibili danni causati da particolari condizioni che possono provocare l'insorgenza del cosiddetto "occhio secco", come ad esempio:

- condizioni climatiche e ambientali avverse quali vento, freddo, sole, salsedine, aria condizionata, fumo, smog o polveri sottili;

**Characteristics:** the ophthalmic solution is intended for instillation on the ocular surface for veterinary use only, especially in the presence of "dry eye" symptoms.

Thanks to the high concentrate of sodium hyaluronate and chamomile extract, the product humidifies and lubricates the ocular surface and reduces the risk of instability from the tear film. Hyperosmolarity, at the level of the tear film, is associated with the onset of "dry eye" systematology. Therefore the product, while not having a pharmacological effect, protects the corneal epithelium from possible damage caused

by particular conditions that can cause the onset of the so-called "dry eye", such as:

- adverse climatic and environmental conditions such as wind, cold, sun, salt, air conditioning, smoke, smog or fine dust;



## SOLUZIONE OFTALMICA OCCHI

**Gocce ml 100**

**SPECIFICHE TECNICHE** - Versione 01/2021 del 09/11/2021

CARATTERISTICHE TECNICHE	Soluzione liquida oftalmica per la pulizia della superficie oculare per uso PET da istillare a base di Acido Jaluronico- Estratto camomilla -Aloe Vera ..
FORMATI DISPONIBILI / MATERIALE	ml 100 flacone con tappo oftalmico
INFO AGGIUNTIVE	realizzato in conformità delle direttive CEE
MODO D'USO	Istillare 1-2 gocce per occhio più volte al di' o secondo consiglio veterinario .
AVVERTENZE	Fare attenzione al momento dell'istillazione onde evitare traumi da contatto accidentale con il contagocce
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO	Non Determinate
COMPOSIZIONE	Acido Jaluronico – Estratto di Camomilla Aloe Vera
STATO FISICO	Liquido - Trasparente Giallino - Odore Camomilla
DENSITA' - VISCOSITA'	n.d.
SOLUBILITA IN ACQUA	100%
PH	nd
DURATA DEEL PRODOTTO	36 mesi
MODALITA DI CONSERVAZIONE	Range temperatura +10°< + 35° tenere al riparo da fonti di calore e luce- Contenitore sempre ben chiuso
PERIODO POST APERTURA -PAO	12 mesi
ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI A DISPOSIZIONE IL NOSTRO RESPONSABILE TECNICO	

Cm	HEIGHT Altezza	LENGTH lunghezza	WIDTH larghezza	NET WEIGHT Peso netto	GROSS WEIGHT Peso lordo	PZ/ Box	
FLACONI	14	∅ 4	**	Gr 102	Gr 133	12	
CRT/BOX	18	13,5	16	Kg 1,6	Kg 1,72	38	
EPAL	80	120	127	Kg 425	Kg 440	7	
						3192	
						266	

Cod ITEM	EAN	DESCRIPTION	Cod TARIC /CUSTOM	SHELF LIFE
74LOOCC100	8 018749 303575	PET -LOZIONE OFTALMICA <u>OCCHI ML</u> 100	34021300	36



## SOLUZIONE OTOLOGICA - ORECCHIE

Gocce ml 100



**Caratteristiche:** è una soluzione emolliente e lenitiva antimicotica e batteriostatica, coadiuvante il trattamento delle forme irritative del condotto uditivo esterno, quali ad esempio: micosi, eczemi, dermatiti, ecc. Specifica per la pulizia del condotto auricolare ed efficace nella rimozione del cerume in eccesso nei piccoli e grandi animali. La presenza quindi, dell'olio di oliva ozonizzato, ovvero un rimedio del tutto naturale, sarà in grado di prevenire le infezioni ed accelerare il processo di guarigione.

**Characteristics:** it is an emollient and soothing antifungal and bacteriostatic solution, adjuvant in the treatment of irritative forms of the external auditory canal, such as for example: mycosis, eczema, dermatitis, etc. Specific for cleaning the ear canal and effective in removing excess earwax in small and large animals. Therefore, the presence of ozonated olive oil, which is a completely natural remedy, will be able to prevent infections and accelerate the healing process



**SOLUZIONE OTOLOGICA -ORECCHIE Gocce  
ml 100**

**SPECIFICHE TECNICHE** - Versione 01/2021 del 06/11/2021

CARATTERISTICHE TECNICHE	Soluzione liquida per la pulizia e cura delle orecchie per il PET a base di olie ed essenze ..
FORMATI DISPONIBILI / MATERIALE	ml 100 flacone con tappo oftalmico
INFO AGGIUNTIVE	realizzato in conformità delle direttive CEE
MODO D'USO	Applicare 3-4 gocce per orecchio 2 volte al di' o secondo consiglio veterinario .usare massima attenzione al momento dell'istillazione onde evitare traumi
AVVERTENZE	Fare attenzione al momento dell'istillazione onde evitare traumi da contatto accidentale con il contagocce
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO	Non Determinate
COMPOSIZIONE	Olio semi di girasole, Olio essenziale di Timo Bianco, Olio oliva ozonizzato, olio di Neem, Aloe Vera succo
STATO FISICO	Liquido oleoso Trasparente Giallino
DENSITA' - VISCOSITA'	n.d.
SOLUBILITA IN ACQUA	100%
PH	nd
DURATA DEEL PRODOTTO	36 mesi
MODALITA DI CONSERVAZIONE	Range temperatura +10°< + 40° tenere al riparo da fonti di calore e luce- Contenitore sempre ben chiuso
PERIODO POST APERTURA -PAO	12 mesi
ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI A DISPOSIZIONE IL NOSTRO RESPONSABILE TECNICO	

Cm	HEIGHT Altezza	LENGTH lunghezza	WIDTH larghezza	NET WEIGHT Peso netto	GROSS WEIGHT Peso lordo	PZ/ Box	
FLACONI	14	Ø 4	**	Gr 102	Gr 133	12	
CRT/BOX	18	13,5	16	Kg 1,6	Kg 1,72	38	
EPAL	80	120	127	Kg 425	Kg 440	7	3192
						266	

Cod ITEM	EAN	DESCRIPTION	Cod TARIC /CUSTOM	SHELF LIFE
74LORE01	8 018749 303643	PET-LOZIONE OTOLOGICA <u>ORECCHIE</u> ML 100	34021300	36



## POLVERE STRAPPING ORECCHIE

La Polvere strapping per orecchie è un ottimo ausilio nelle toelettature per la pulizia rapida efficace delle orecchie del cane, facilita l'asportazione dei peli morti o in eccesso dal canale auricolare senza irritare rimuovendo il cerume accumulato.

## EARS STRAPPING POWDER

The ears strapping powder is an excellent aid in grooming for the quick and effective cleaning of the dog's ears, it facilitates the removal of dead or excess hair from the ear canal without irritating by removing accumulated ear wax.



## POLVERE STRAPPING ORECCHIE/ EARS STRAPPING POWDER

### SPECIFICHE TECNICHE

( VERSIONE 01/2021 DEL 28/08-21)

CARATTERISTICHE TECNICHE	Polvere per la pulizia dei condotti auricolari, facilita la rimozione del cerume e dei peli superflui senza irritare. L'uso consigliato nei saloni di toelettatura per migliorare ed accelerare i tempi di pulizia.
FORMATI DISPONIBILI / MATERIALE	ml 70 / PET
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	realizzato in conformità delle direttive CEE
MODO D'USO	Distribuire la polvere in modo omogeneo, eseguire la pulizia e lo strapping usando guanti per evitare il contatto con interno orecchio del cane.
AVVERTENZE	Non ci sono particolari controindicazioni
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO	Non Determinate
COMPOSIZIONE	Talc-Zinc Oxide-Magnesium carbonate hydroxid-Titanium Chloride-Boric Acid -Parfum
STATO FISICO	Polvere Bianca
DENSITA' - VISCOSITA'	n.d.
SOLUBILITA IN ACQUA	Non solubile
PH	n.d.
DURATA DEEL PRODOTTO	36 mesi
MODALITA DI CONSERVAZIONE	Range temperatura +5° < + 42° tenere al riparo da fonti di calore e luce- Contenitore sempre ben chiuso
PERIODO POST APERTURA -PAO	8 mesi
ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI A DISPOSIZIONE IL NOSTRO RESPONSABILE TECNICO	

Cm	HEIGHT Altezza	LENGTH lunghezza	WIDTH larghezza	NET WEIGHT Peso Netto	GROSS WEIGHT Peso lordo	
FLACONI	11	5,2	3	Gr 48	Gr 38	PZ/ Box 20
CRT/BOX	12,8	22	18,5	Kg 0,97	Kg 1,09	Box /Strato 21
EPAL	80	120	127	Kg 425	Kg 440	Layer /Strati 8
						Pz /Epal 3360
						Box/Epal 168

Cod ITEM	EAN	DESCRIPTION	Cod TARIC /CUSTOM	SHELF LIFE
74POORC40	8 018749 304497	POUDRE STAPPING ORECCHIE- ML 70	34021300	36

  
**Eurodecos** Srl  
www.eurodecos.it      info@eurodecos.it

